



## Wyposażenie do wycierania na wilgotno

Gąbka miękka bez ścierniwa



## Wyposażenie do mycia ręcznego

Mop z jednorazową mikrofibrą lub gaza

	Używane wyposażenie	Produkty do czyszczenia	Metody czyszczenia
<b>Pierwsze użycie</b>		Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ręczne czyszczenie z alkalicznym detergentem + gąbka bez ścierniwa</li> <li>• Zbiórka wody mopem z jednorazową mikrofibrą</li> <li>• Płukanie czystą wodą</li> </ul>
<b>Codzienna pielęgnacja</b> <b>Raz dziennie</b>		Detergent obojętny lub detergent dezynfekujący	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ręczne czyszczenie gąbką bez ścierniwa + obojętny detergent do powierzchni umiejscowionych w obszarach 1 lub 2 oraz detergent dezynfekcyjny dla powierzchni umiejscowionych w obszarach 3 oraz 4 oraz ewentualnie w obszarze 2 lub</li> <li>• Czyszczenie parowe</li> </ul>
<b>Czyszczenie okresowe</b> <b>Raz w miesiącu oraz po wyjściu pacjenta w obszarach 1 oraz 2</b> <b>Raz w tygodniu oraz po wyjściu pacjenta w obszarach 3 oraz 4</b>		Detergent dezynfekujący	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ręczne czyszczenie detergentem dezynfekcyjnym (bez aminy) i gąbką bez ścierniwa lub</li> <li>• Czyszczenie parą (w przypadku ręcznej codziennej konserwacji)</li> </ul>
<b>Czyszczenie dogłębne</b> <b>Raz w miesiącu</b>		Detergent zasadowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ręczne czyszczenie z alkalicznym detergentem + gąbka bez ścierniwa</li> <li>• Płukanie czystą wodą</li> </ul>